

## Wb、Elisa用抗P2Rx2ポリクローナル抗体 - Q9Ubl9

商品番号: CM0029409



## 前書き

WBおよびELISA用P2RX2ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのP2Xプリノセプター2（ATPゲットイオンチャンネル）を検出します。これは聴覚および神経伝達に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                             |
|------------|-------------------------------|
| 製品名        | P2RX2 Rabbit pAb              |
| 備考/エイリアス   | P2X2; DFNA41; P2RX2           |
| 種          | ヒト                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 22953                         |
| 遺伝子ID      | 22953                         |
| 免疫原        | ヒトP2RX2の組換えタンパク質（アミノ酸 60-320） |
| 供給源        | ウサギ                           |
| カテゴリ       | ポリクローナル抗体                     |
| アプリケーション   | WB, ELISA                     |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                    |
| SWISS      | Q9UBL9                        |
| タンパク質分子量   | 52kDa                         |
| 配送         | 氷袋                            |