

Wb、Elisa用抗P2Rx3ポリクローナル抗体 - P56373

商品番号: CM0017305



前書き

ヒトP2RX3（P2Xプリノセプター3）に特異的なウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットのP2RX3を検出します。標的は感覚処理と痛覚に関与するATP作動性イオンチャンネルです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RX3 Rabbit pAb
別名	P2X3; P2RX3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5024
遺伝子ID	5024
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P56373
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	保冷剤