

If/Icc、If-P、Elisa用抗P2Rx4ポリクローナル抗体 - Q99571

商品番号: CM0024352



前書き

ヒトP2RX4（P2X4プリノセプター、ATP作動性カチオンチャネル）に対するウサギポリクローナル抗体です。IF/ICC、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびラットのP2RX4を検出します。免疫応答や神経炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RX4 Rabbit pAb
別名	P2X4; P2X4R; P2RX4
対象種	ヒト
GeneID	5025
免疫原	合成ペプチド：ヒトP2RX4（NP_002551.2）のアミノ酸111～211領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q99571
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	氷袋梱包