

Wb、If-P、Elisa用 抗P2Rx4 ウサギモノクローナル抗体 - Q99571

商品番号: CM0004889



前書き

ヒトP2RX4（P2X4プリン受容体）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。免疫学および神経科学におけるATP開口性イオンチャネル研究の有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RX4 ウサギ mAb
備考/別名	P2X4; P2X4R; P2RX4
種	ヒト
GeneID	5025
免疫原	ヒトP2RX4（NP_002551.2）のアミノ酸55-338を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99571
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤（アイスパック）