

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用Anti-P2Rx4 Rabbit Polymab® - Q99571

商品番号: CM0011340



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISA用に検証された高感度ウサギ組換えモノクローナル抗P2RX4抗体。ヒト、マウス、ラットのP2X4プリノセプターを検出；免疫学および神経科学研究に最適です。分子量約43 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RX4 Rabbit PolymAb®
備考/別名	P2X4; P2X4R; P2RX4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5025
GeneID	5025
免疫原	ヒトP2RX4 (NP_110378.3) のアミノ酸55-338に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99571
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋