

Wb、If/Icc、If-P、Elisa測定用抗P2Rx5ポリクローナル抗体 - Q93086

商品番号: CM0016007

前書き

ヒトP2RX5（P2X5、LRH-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。脳や免疫組織におけるATP依存性イオンチャネルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RX5 ウサギ pAb
備考/別名	P2X5; LRH-1; P2X5R; P2RX5
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5026
GeneID	5026
免疫原	ヒトP2RX5（NP_002552.2）のアミノ酸341～422番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q93086
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	氷袋