


抗P2Rx7ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99572

商品番号: CM0015480



前書き

P2RX7ウサギpAbは、マウスおよびラットとの交差反応性を有し、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。標的：P2X7受容体（Q99572）。炎症および細胞死に關与するATP依存性イオンチャネルです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RX7ウサギpAb
備考／別名	P2X7 ; P2RX7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5027
遺伝子ID	5027
免疫原	ヒトP2RX7 (NP_002553.3) のアミノ酸47～334に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q99572
タンパク質分子量	69 kDa
輸送	保冷バッグ