


WbおよびElisa用 抗P2Ry1ウサギポリクローナル抗体 - P47900

商品番号: CM0029089



前書き

ヒトP2RY1（P2Y1プリノセプター1）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ADP仲介性血小板凝集および止血の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	備考/別名	種	GeneID (ヒト)	GeneID	免疫原	ソース	カテゴリー	アプリケーション	交差反応性	SWISS	タンパク質分子量	配送
P2RY1 Rabbit pAb	P2Y1, SARCC, P2RY1	ヒト	5028	5028	組換えタンパク質 ヒトP2RY1 (NP_002554.1)の アミノ酸274-373に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。	ウサギ	ポリクローナル抗体	WB, ELISA	ヒト, マウス, ラット	P47900	42kDa	アイス バッグ