

ウェスタンブロット、Elisa用 抗P2Ry10 ウサギポリクローナル抗体 - O00398

商品番号: CM0024036



前書き

P2RY10（推定P2Yプリン受容体10）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。Gタンパク質共役型プリン作動性シグナル伝達の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	P2RY10 ウサギ pAb
備考/別名	LPS2; P2Y10; LYPSR2; P2RY10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27334
GeneID	27334
免疫原	合成ペプチド ヒトP2RY10 (NP_001311147.1) のアミノ酸200番からC末端に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00398
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ