

If/Icc・Elisa用抗P2Ry11ウサギポリクローナル抗体 - Q96G91

商品番号: CM0023120

前書き

ヒトおよびマウス試料用の高品質抗P2RY11ウサギポリクローナル抗体です。IF/ICCおよびELISAアプリケーションで検証済みです。Gタンパク質共役受容体であるP2Yプリン受容体11（P2Y11）を約40 kDaの位置で検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RY11 Rabbit pAb
備考/別名	P2RY11; P2Y11; P2Y purinoceptor 11
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5032
免疫原	ヒトP2RY11（NP_002557.2）のアミノ酸1～100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96G91
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	氷袋