

Anti-P2Ry11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96G91

商品番号: CM0023711

前書き

ヒトP2Y purinoceptor 11 (P2RY11)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラッ
トと交差反応します。Gタンパク質共役型受容体シグ
ナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RY11 Rabbit pAb
備考/別名	P2Y11; P2RY11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5032
GeneID	5032
免疫原	合成ペプチド - ヒトP2RY11 (NP_002557.2) のアミノ酸300-379以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96G91
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋