


Wb、If-P、Elisa用 Anti-P2Ry12 ポリクローナル抗体 - Q9H244

商品番号: CM0022821



前書き

ヒトP2RY12（P2Yプリン受容体12）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。血小板凝集と止血研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RY12 ウサギ pAb
備考/別名	HORK3; P2Y12; ADPG-R; BDPLT8; SP1999; P2T(AC); P2Y(AC); P2Y(I2)R; P2Y(ADP); P2Y(cyc); P2RY12
種	ヒト
GeneID	64805
免疫原	ヒトP2RY12（NP_795345.1）のアミノ酸243-342に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H244
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ