

Wb、Elisa用抗P2Ry2ポリクローナル抗体 - P41231

商品番号: CM0013723



前書き

ヒトP2RY2(P41231)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。GPCRシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RY2 ウサギ pAb
備考 / 別名	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5029
GeneID	5029
免疫原	ヒトP2RY2 (NP_788086.1) のアミノ酸278〜377番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41231
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋