

抗P2Ry2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P41231

商品番号: CM0030382



前書き

ヒトP2Yプリノセプター2（P2RY2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。GPCRシグナル伝達の研究に適しています。推定分子量は約42 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RY2 ウサギ pAb
別名	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5029
GeneID	5029
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P41231
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋梱包