

抗P2Y12ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q9Cpv9

商品番号: CM0002872

前書き

ウェスタンブロット、IFパラフィン、ELISAで検証済みの抗P2Y12ウサギモノクローナル抗体。止血および血栓研究に不可欠な血小板ADP受容体であるマウスおよびラットのP2Y12を検出します。凝固研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

項目	値
製品名	P2Y12 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	P2Y12; 2900079B22Rik; 4921504D23Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	28996
GeneID	70839
免疫原	マウスP2Y12 (Q9CPV9) のアミノ酸120-347に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9CPV9
タンパク質重量	39kDa
配送	アイスバッグ