


抗P38 Mapk（Ko検証済）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16539

商品番号: CM0008646



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISA向けのKO検証済抗p38

MAPKウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのp38 MAPK（41 kDa）を検出します。MAPKシグナル伝達、炎症、ストレス応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] p38 MAPK ウサギmAb
別名	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; PK
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1432
GeneID	1432
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16539
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	保冷剤