


Anti-P38 Mapk Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

商品番号: CM0005186



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証されたAnti-p38 MAPKラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMAPK14タンパク質を検出します。ストレス活性化型MAPキナーゼカスケードの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p38 MAPK Rabbit mAb
備考/エイリアス	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
種	ヒト
遺伝子ID	1432
免疫原	合成ペプチド；ヒトp38 MAPK (Q16539) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16539
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスパック