


抗P38 Mapkウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q16539

商品番号: CM0016520



前書き

ヒトp38

MAPKに対する高品質ウサギポリクローナル抗体（SWISS: Q16539）。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。41

kDaのタンパク質を検出し、炎症、アポトーシス、細胞ストレス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	p38 MAPK ウサギ pAb
別名	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1432
GeneID	1432
免疫原	ヒトp38 MAPK (NP_620581.1) のアミノ酸261～360番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16539
タンパク質分子量	41kDa
発送	氷袋