

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗P47Phox/Ncf1ポリクローナル抗体 - P14598

商品番号: CM0016184



前書き

ヒトp47phox/NCF1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、免疫沈降、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。NADPHオキシダーゼ機能および慢性肉芽腫症の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p47phox/NCF1 ウサギpAb
備考/別名	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
種	ヒト
GeneID	653361
免疫原	ヒトp47phox/NCF1 (NP_000256.4) のアミノ酸1〜390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14598
タンパク質分子量	45kDa
配送	保冷バッグ