

抗P47Phox/Ncf1 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Elisa用 - P14598

商品番号: CM0007735



前書き

ヒトp47phox/NCF1 (P14598)に対するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、NADPHオキシダーゼ活性に必須な45 kDaのタンパク質を検出します。CGD研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p47phox/NCF1 ウサギmAb
別名	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	653361
遺伝子ID	653361
免疫原	合成ペプチド ヒトp47phox/NCF1 (P14598)のアミノ酸291-390領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14598
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	保冷剤