


Anti-P4Ha1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P13674

商品番号: CM0013777



前書き

ヒトP4HA1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。61 kDaのバンドを検出；ヒト、マウス、ラットと反応します。コラーゲン生合成研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P4HA1 ウサギ pAb
備考/エイリアス	P4HA; P4HA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5033
GeneID	5033
免疫原	合成ペプチド；ヒトP4HA1 (NP_001017962.1) のアミノ酸235-534領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13674
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ