

Wb、Elisa用 抗P4HA2 ウサギモノクローナル抗体 - O15460

商品番号: CM0006875

前書き

ヒトP4HA2を標的とする信頼性の高いウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISA用に検証済みです。コラーゲンの水酸化、線維症、およびプロリル4-ヒドロキシラーゼ活性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P4HA2 ウサギ mAb
備考/別名	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8974
GeneID	8974
免疫原	ヒトP4HA2 (NP_004190.1) のアミノ酸157-333に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15460
タンパク質分子量	61 kDa
出荷	氷袋