

Anti-P4Ha2 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - O15460

商品番号: CM0026932



前書き

P4HA2

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAを用いてヒトP4HA2（61kDa）を検出します。マウスおよびラットと交差反応します。心臓、胎盤、肺、および腓臓組織におけるコラーゲン水酸化および細胞外マトリックス生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P4HA2 ウサギ pAb
備考/別名	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8974
遺伝子ID	8974
免疫原	組換えタンパク質 ヒトP4HA2 (NP_004190.1) のアミノ酸239-333に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O15460
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ