

Wb、If/Icc、Elisa用 抗P4Ha3 ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z4N8

商品番号: CM0013194

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用のP4HA3に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのP4HA3（コラーゲンプロリル4-ヒドロキシラーゼサブユニット）を検出します。細胞外マトリックスおよび線維症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P4HA3 ウサギ pAb
備考/別名	P4HA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	283208
GeneID	283208
免疫原	ヒトP4HA3（NP_878907.1）のアミノ酸20-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z4N8
タンパク質分子量	61kDa
輸送	氷袋