

Anti-P4Hb Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P07237

商品番号: CM0002132



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用として検証されたP4HBラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのP4HB（57 kDaタンパク質ジスルフィドイソメラーゼ）と反応し、酸化還元調節およびタンパク質フォールディングに関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P4HB Rabbit mAb
備考/別名	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5034
GeneID	5034
免疫原	ヒトP4HB (P07237) のアミノ酸409-508内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07237
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ