

## 抗P4Hbウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P07237

商品番号: CM0016551



### 前書き

ヒトP4HB（プロテインジスルフィドイソメラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質フォールディング、小胞体ストレス、コラーゲン生合成の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | P4HB ウサギ pAb                                                                   |
| 別名       | DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB |
| 対象種      | ヒト                                                                             |
| 遺伝子ID    | 5034                                                                           |
| 免疫原      | ヒトP4HB（NP_000909.2）のアミノ酸329-508番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                           |
| 起源       | ウサギ                                                                            |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                                      |
| 用途       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                       |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                                     |
| SWISS    | P07237                                                                         |
| タンパク質分子量 | 57kDa                                                                          |
| 輸送方法     | 保冷剤                                                                            |