

抗P4HbウサギPolymab® (Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用) - P07237

商品番号: CM0002026



前書き

P4HB Rabbit

PolymAb®はプロテインジスルフィドイソメラーゼに対するモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ジスルフィド結合形成や小胞体タンパク質フォールディングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P4HB Rabbit PolymAb®
別名	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5034
遺伝子ID	5034
免疫原	ヒトP4HB (NP_000909.2) のアミノ酸329-508番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07237
タンパク質分子量	57 kDa
発送方法	保冷剤