

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗P53 Dinp1モノクローナル抗体 - Q96A56

商品番号: CM0012768

前書き

ヒトp53

DINP1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。オートファジーおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p53 DINP1ウサギmAb
備考/別名	SIP; Teap; p53DINP1; TP53DINP1; TP53INP1A; TP53INP1B; p53 DINP1
種	ヒト
遺伝子ID	94241
免疫原	ヒトp53 DINP1 (Q96A56) のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96A56
タンパク質分子量	27 kDa
配送	保冷バッグ