


## 抗P53（リン酸化S392）ウサギモノクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P04637

商品番号: CM0000757



### 前書き

セリン392におけるヒトp53に対するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性を有します。DNA損傷応答、アポトーシス、腫瘍抑制経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                               |
|----------|-------------------------------------------------|
| 製品名      | リン酸化p53-S392 ウサギmAb                             |
| 備考/別名    | P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S392 |
| 種        | ヒト                                              |
| GeneID   | 7157                                            |
| 免疫原      | ヒトp53（P04637）のS392周辺の合成リン酸化ペプチド                 |
| 由来       | ウサギ                                             |
| カテゴリー    | リン酸化抗体                                          |
| 適用       | WB, ELISA                                       |
| 交差反応性    | ラット                                             |
| SWISS    | P04637                                          |
| タンパク質分子量 | 44kDa                                           |
| 輸送       | 保冷バッグ                                           |