

Anti-P53 Rabbit Monoclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Ihc-P, If/Icc - P02340

商品番号: CM0010622



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC用のKO検証済みp53ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのp53を検出。合成ペプチド免疫原、43

kDa。がん研究およびアポトーシス研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO Validated] p53 Rabbit mAb
備考/エイリアス	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
種	マウス
GeneID (ヒト)	7157
GeneID	22059
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02340
タンパク質分子量	43 kDa
配送	氷袋