


抗P53ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用途） - P02340

商品番号: CM0018896



前書き

p53腫瘍抑制因子を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルを用いたWB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAの各用途で検証済みです。アポトーシス、細胞周期、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p53 Rabbit pAb
別名	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7157
遺伝子ID	22059
免疫原	マウスp53 (NP_035770.2) のアミノ酸290～390番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02340
タンパク質分子量	43kDa
配送方法	保冷剤