


抗P53ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P04637

商品番号: CM0029942



前書き

ヒトp53に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング、免疫沈降、ELISAでの検証が完了しています。細胞周期停止とアポトーシスの主要制御因子である44kDaのp53腫瘍抑制タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p53 Rabbit pAb
別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
対象種	ヒト
遺伝子ID	7157
免疫原	ヒトp53 (NP_035770.2) のアミノ酸218～390番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤