


Anti-P53 Rabbit Polymab® (KO検証済) - Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - P04637

商品番号: CM0006844



前書き

KOで検証済のヒトp53に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。免疫原は組換えタンパク質で、ヒトと交差反応します。がん研究およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] p53 Rabbit PolymAb®
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7157
GeneID	7157
免疫原	ヒトp53の組換えタンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋