

Anti-P60 Caf1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

商品番号: CM0010482



前書き

ヒトp60 CAF1 (CHAF1B)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。p60 CAF1は、DNA複製および修復中のヌクレオソーム装関与するクロマチン因子です。WB、IHC-P、およびELISAアプリケーションについて検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p60 CAF1 Rabbit mAb
備考/別名	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8208
遺伝子ID	8208
免疫原	ヒトp60 CAF1 (Q13112) のアミノ酸459-559に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13112
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ