

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗P60 Caf1 ウサギポリクローナル抗体 - Q13112

商品番号: CM0024710



前書き

ヒトp60 CAF1 (CHAF1B, CAF-1 p60) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。クロマチンアセンブリおよびDNA複製研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p60 CAF1 ウサギ pAb
備考/別名	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8208
免疫原	組換えタンパク質 ヒトp60 CAF1 (NP_005432.1) のアミノ酸270-559に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13112
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ