

抗P63ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9H3D4

商品番号: CM0017601



前書き

ヒトp63（TP63）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。アポトーシス、上皮幹細胞生物学、肢発生の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p63 Rabbit pAb
別名	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8626
遺伝子ID	8626
免疫原	組換えタンパク質 ヒトp63（NP_003713.3）のアミノ酸1～160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H3D4
タンパク質分子量	45～77 kDa
輸送方法	保冷剤