

抗P63ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9H3D4

商品番号: CM0003385



前書き

ヒトp63（腫瘍タンパク質63）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。上皮発生およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p63 ウサギmAb
別名	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8626
遺伝子ID	8626
免疫原	ヒトp63 (Q9H3D4) のアミノ酸1〜203番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H3D4
タンパク質分子量	45〜77 kDa
発送	氷袋