

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Anti-P63 ウサギポリクローナル抗体 - Q9H3D4

商品番号: CM0019873



前書き

ヒト p63 (TP63)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISA

に適しています。ヒト、マウス、ラットを認識します。転写制御および上皮形態形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	p63 Rabbit pAb
備考/別名	AIS, KET, LMS, NBP, RHS, p40, p51, p63, EEC3, OFC8, p73H, p73L, SHFM4, TP53L, TP73L, p53CP, TP53CP, B(p51A), B(p51B)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8626
GeneID	8626
免疫原	合成ペプチド。ヒト p63 (NP_001108452.1) のアミノ酸 166-362 領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H3D4
タンパク質分子量	45-77 kDa
配送	アイスパック