


Wb、If/Icc、Elisa用抗P70 S6キナーゼ1モノクローナル抗体 - P23443

商品番号: CM0011979



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗p70 S6キナーゼ1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。翻訳および細胞増殖を制御するmTOR下流の主要キナーゼを標的とします。IVD研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p70 S6キナーゼ1ウサギmAb
備考／別名	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6キナーゼ1
種	ヒト
GeneID	6198
免疫原	ヒトp70 S6キナーゼ1 (NP_003152.1) のアミノ酸1~100に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23443
タンパク質分子量	59 kDa
輸送	保冷バッグ