


Anti-P70 S6 Kinase 1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23443

商品番号: CM0021499



前書き

ヒトp70

S6キナーゼ1 (RPS6KB1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。mTORシグナル伝達および細胞増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p70 S6 Kinase 1 Rabbit pAb
備考/別名	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6198
GeneID	6198
免疫原	ヒトp70 S6キナーゼ1 (NP_003152.1) のアミノ酸421-520領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23443
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋