

抗P70 S6 Kinase 2ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Ubs0

商品番号: CM0014524

前書き

ヒトp70 S6 Kinase 2 (RPS6KB2)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用。マウスおよびラットと交差反応性あり。mTORシグナル伝達、細胞増殖、がん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p70 S6 Kinase 2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	KLS; SRK; S6K2; S6KB; STK14B; S6KI(2); S6Kbeta; p70S6Kb; P70-beta; S6K-beta2; P70-beta-1; P70-beta-2; p70(S6K)-beta; p70 S6 Kinase 2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6199
GeneID	6199
免疫原	ヒトp70 S6 Kinase 2の1-170アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_003943.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBS0
タンパク質重量	53kDa
配送	アイスバッグ