

Anti-P73 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O15350

商品番号: CM0006984



前書き

ヒトp73 (O15350)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットのp73と交差反応します。p73はアポトーシス、腫瘍抑制、および繊毛形成に関与するp53関連転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p73 Rabbit mAb
備考/別名	P73; CILD47; p73
種	ヒト
遺伝子ID	7161
免疫原	ヒトp73 (O15350) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15350
タンパク質分子量	70kDa
配送	氷袋