


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗P75Ntr/Ngfr (Cd271) ウサギモノクローナル抗体 - P08138

商品番号: CM0003820



前書き

ヒトp75NTR/NGFR (CD271/TNFRSF16) を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。神経栄養因子シグナル伝達および神経変性研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p75NTR/NGFR ウサギ mAb
備考/別名	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4804
GeneID	4804
免疫原	合成ペプチド: ヒトp75 NGF受容体(P08138)のアミノ酸300-400に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08138
発送	保冷バッグ