


Anti-P75Ntr/Ngfr ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08138

商品番号: CM0020352



前書き

ヒトp75NTR/NGFRに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。

ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経栄養因子シグナル伝達および神経分化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p75NTR/NGFR ウサギpAb
別名	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4804
遺伝子ID	4804
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08138
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	氷袋