


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗P75Ntr/Ngfr ウサギ Polymab® - P08138 / Q9Z0W1

商品番号: CM0012125



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISA用のp75NTR/NGFRを標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスNGFRを認識し、ラットとの交差反応性あり。神経栄養因子シグナル伝達、細胞運命決定、代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p75NTR/NGFR ウサギ PolymAb®
備考/別名	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	4804
GeneID	4804/18053
免疫原	組換えタンパク質 ヒトp75NTR/NGFR (NP_150086.2) のアミノ酸300-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08138/Q9Z0W1
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ