


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Pabpc1ポリクローナル抗体 - P11940

商品番号: CM0015808



### 前書き

ヒトPABPC1を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。mRNA代謝や翻訳研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                         |
|------------|-------------------------------------------|
| 製品名        | pAbPC1 ウサギ pAb                            |
| 備考/別名      | PAB1; PABP; PABP1; PABPC2; PABPL1; pAbPC1 |
| 種          | ヒト                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 26986                                     |
| 遺伝子ID      | 26986                                     |
| 免疫原        | 合成ペプチド                                    |
| 起源         | ウサギ                                       |
| カテゴリ       | ポリクローナル抗体                                 |
| 用途         | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                     |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                |
| SWISS      | P11940                                    |
| タンパク質分子量   | 71kDa                                     |
| 発送方法       | 保冷剤                                       |