

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Pabpc4ポリクローナル抗体 - Q13310

商品番号: CM0028445

前書き

ヒトPABPC4に対するウサギポリクローナル抗体。用途：WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA。ヒト、マウス、ラットと反応します。mRNAポリ(A)結合および転写後調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PABPC4 ウサギ pAb
別名	APP1, APP-1, PABP4, iPABP, PABPC4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8761
GeneID	8761
免疫原	ヒトPABPC4 (NP_003810.1) のアミノ酸350～450番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13310
タンパク質分子量	71kDa
輸送方法	保冷剤