

Anti-Pabpc5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Du9

商品番号: CM0027003

前書き

PABPC5（ポリアデニル酸結合タンパク質5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに対応。ヒトおよびマウス種との交差反応性を示します。mRNA代謝および細胞質調節プロセスに関するIVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PABPC5 ウサギ pAb
備考/別名	PABP5; PABPC5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	140886
免疫原	ヒトPABPC5 (NP_543022.1) のアミノ酸1-382に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q96DU9
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバック