

WbおよびElisa用Anti-Pabpn1ポリクローナル抗体 - Q86U42

商品番号: CM0028652



前書き

ヒトPABPN1ラビットポリクローナル抗体（WBおよびELISAで検証済み）。ヒトおよびマウスPABPN1を検出します。これは、mRNAの3'末端処理に関与する核内ポリ(A)結合タンパク質です。mRNA代謝および筋ジストロフィーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PABPN1 Rabbit pAb
備考/別名	OPMD; PAB2; PABII; PABP2; PABP-2; PABPN1
種	ヒト
遺伝子ID	8106
免疫原	ヒトPABPN1 (NP_004634.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86U42
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ