

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Pabpn1ウサギモノクローナル抗体 - Q86U42

商品番号: CM0003130



前書き

ヒト、マウス、ラットのPABPN1に反応。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAに適しています。mRNAプロセッシングと筋遺伝子調節に関与する核内ポリ(A)結合タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PABPN1 ウサギ mAb
備考 / 別名	OPMD, PAB2, PABII, PABP2, PABP-2, PABPN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8106
遺伝子ID	8106
免疫原	ヒトPABPN1 (Q86U42) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86U42
タンパク質分子量	31kDa/33kDa
発送	保冷バッグ